


HOLOHEALTH

MEDICINA REGENERATIVA



Los costos de los tratamientos son personalizados, derivados de una evaluación previa y cotizados al momento de la solicitud al laboratorio correspondiente por el tratante.

TERAPIA CELULAR

Células Troncales Mesenquimales (CTM):

Las Células Madre son células provenientes de tejido adulto que cuentan con la **capacidad de definirse indefinidamente para diferenciarse en células específicas** y reemplazar aquellas que se pierden por desgaste natural, por lesión o enfermedad.

- **Origen:** Placenta y Gelatina de Wharton
- **Control de Calidad:**
 - a) Certificado celular por lote
 - b) Certificado de conteo y viabilidad celular del día

Presentaciones:

- 10 millones en 5 ml
- 25 millones en 5 ml
- 50 millones en 16 ml
- 100 millones en 16 ml

- **Uso clínico:** Terapéutico, antienvjecimiento y estético

- **Vías de aplicación:** IV, IA, mesoterapia,

- **Caducidad:** 72 hrs a partir de la cosecha celular

- **Indicaciones:** Requiere red fría (2 a 8 grados centígrados)



100 mill



50 mill



25 mill



10 mill

IMPLANTE DE PLACENTA

Potente Terapia Reguladora del organismo, energizante general gracias a su gran contenido de más de 128 Factores de Crecimiento Nutrientes y Proteínas. Con alta Biodisponibilidad.

¿Cómo funciona?

Por sus componentes (hormonas, vitaminas, enzimas, bioestimulinas, minerales, entre otros) el Extracto Proteico de RNAm de Placenta estimula todos los mecanismos biológicos del organismo y lo colocan en el óptimo de sus condiciones físicas.

Acción Mitogénica con efectos fisiológicos:

- Anti-inflamatorio
- Antioxidante
- Regulador inmune
- Mejora de la función hepática
- Coadyuvante en el tratamiento de la Diabetes tipo 2 y sus complicaciones
- Trastornos menopáusicos
- Enfermedades autoinmunes
- Mejora la regeneración nerviosa
- Mejora la cicatrización de heridas
- Enfermedades neurológicas
- Fatiga (energizante general)
- Mejoría en la circulación
- Coadyuvante al tratamiento con células troncales mesenquimales
- Otras patologías

Implante liofilizado de placenta:

El implante liofilizado es un biológico a base de placenta; esta es sometida a varios procedimientos físicos y químicos los cuales preservan todas sus cualidades encargadas de desencadenar la gran cantidad de cambios físicos en el cuerpo en busca de una **homeostasis corporal**; esto gracias a la gran cantidad de **proteínas y hormonas** que aporta el implante.

- **Origen:** Placenta y Gelatina de Wharton
- **Vías de aplicación:** Subcutáneo
- **Control de Calidad:** Certificado por lote
- **Caducidad:** 6 meses a partir de la producción
- **Uso clínico:** Terapéutico y antienviejimiento
- **Indicaciones:** Mantener en temperatura ambiente

Presentación:
· Placenta, gelatina de Wharton y factores de crecimiento en 1 gr promedio



Extracto proteico de placenta (implante líquido)

Conocido también entre la comunidad médica como implante placentario líquido. Este actúa como una potente terapia reguladora del organismo humano y energizante general, gracias a su gran contenido de **factores de crecimiento, nutrientes y proteínas**.

- **Origen:** Placenta y Gelatina de Wharton
- **Vías de aplicación:** Subcutáneo o intramuscular
- **Control de Calidad:** Certificado por lote
- **Caducidad:** 15 días a partir de su producción. 3 meses congelado
- **Uso clínico:** Terapéutico y antienviejimiento
- **Indicaciones:** Requiere red fría (2 a 8 grados centígrados)

Presentación:
· 300 mg en 5 ml
· 600 mg en 5 ml



FACTOR DE TRANSFERENCIA

(Leucocitos liofilizados)

Factor de Transferencia:

El factor de transferencia es un **lío­filizado de leucocitos** de donadores sanos. Esta terapia es coadyuvante para **estimular la respuesta inmune** de los pacientes, haciendo que su recuperación sea más rápida y duradera.

- **Origen:** Leucocitos humanos
- **Control de Calidad:** Registro del producto
- **Uso clínico:** Terapéutico y antienvejecimiento
- **Vías de aplicación:** Sublingual
- **Caducidad:** 24 meses a partir de la producción
- **Indicaciones:** Mantener en temperatura ambiente

Presentación:
• 7,500 mg



INMUNOTERAPIA CELULAR

Células Natural Killer (NK)

Las células **Natural Killer** forman parte del sistema inmunológico, son las células encargadas de la defensa frente a infecciones víricas y la **eliminación de células tumorales**.

- **Origen:** Muestra de sangre alogénica o autóloga
- **Control de Calidad:** Certificado celular por lote
- **Uso clínico:** Inmunoterapia
- **Vías de aplicación:** IV
- **Caducidad:** 72 hrs a partir de la cosecha celular. Congeladas 10 días
- **Indicaciones:** Requiere red fría (2 a 8 grados centígrados)

Presentaciones:
• 35 millones en 2 ml
• 70 millones en 2 ml



Células Dendríticas:

Estas son un tipo especial de **célula** inmunitaria que se encuentra en los tejidos, como la piel, y estimula las respuestas inmunitarias al presentar antígenos en su superficie a otras **células** del sistema inmunitario. Una **célula dendrítica** es un tipo de fagocito y de **célula** presentadora de antígeno (CPA).

- **Origen:** Muestra de sangre autóloga (60 ml)
- **Control de Calidad:** Certificado celular por lote
- **Uso clínico:** Inmunoterapia
- **Vías de aplicación:** IV
- **Caducidad:** 72 hrs a partir de la cosecha celular
- **Indicaciones:** Requiere red fría (2 a 8 grados centígrados)

Presentaciones:
• 2 vacunas celulares por muestra en 3 ml



Factor vascular celular de macrófagos y linfocitos:

Concentrado liofilizado para aumentar la respuesta inmunológica y **atacar a las células cancerígenas**, así como para fortalecer las defensas del organismo.

• **Origen:** Factores de transferencia derivados de células leucocitarias y otras células inmunológicas

• **Vías de aplicación:** Intramuscular

• **Caducidad:** 1 año a partir de la producción

• **Control de Calidad:** Certificado por lote

• **Indicaciones:** Mantener en temperatura ambiente

• **Uso clínico:** Inmunoterapia

Presentaciones:

- 1 vial de liofilizado
- 2do vial, diluyente para mezcla



GARANTIAS

- 1) Todos los Tratamientos Celulares se reciben acompañados de sus respectivos Certificados de Control de Calidad
- 2) Algunos tratamientos requieren de red fría para mantener la calidad adecuada. Todos los paquetes en su transportación tienen un manejo óptimo de tiempo y temperatura estimada de entrega.

Linda Smith Bernal
M.F. / L.N.H. / T.P

Reg Reg. A-13819/2815-4

Permiso Cofepris MR
16-TR-14-120-0005

Permiso Cofepris BC
18-TR-14-120-0001

Clave de autorización
Cofepris: 193300201A12